

NEW PLASTER MASTER



Technische Spezifikation

- Abmessungen: 212 x 64 cm
- Höhe elektrisch verstellbar: 61 - 111 cm
- Zusätzlich Sitzbereich elektrisch verstellbar: 0 - 30 cm
- Rückenteilverstellung elektrisch: 0 - +90°
- Oberschenkelverstellung manuell: 0 - +65°
- Unterschenkelverstellung manuell: -90 - 0 - +45°
- Hubkraft: 175 kg
- Maximallast: 200 kg

Ausstattung

- Elektrische Höhen- Oberkörper- und Rückenteilverstellung
- Elektrische Verstellung mittels dreifachen Fußschalter aus Edelstahl
- Manuelle Verstellung durch beidseitige Auslösehebel
- Fahrbar mittels 4 Stück innenliegender Rollen (Durchmesser 75 mm)
- Polsterstärke: 55 mm
- Zentralrad-Lift-System
- Patientenaufrichter mit 2 Haltegriffen
- DIN-Norm Schienen beidseits
- Set einsteckbare Fersenstützen

Optionales Zubehör

- Schienenklemmen
- Spannvorrichtung mit Korstgurt
- Memory Polsterung
- Beckenstütze
- Armstütze
- Kniestütze
- Extensionen für Fingerhülsen
- Gewichte

DER NEUE PLASTER MASTER (maschinell übersetzt)

Völlig erneut und an die Bedürfnisse dieser Zeit angepasst. Das anspruchsvolle Design mit vielen durchdachten Details machen fast alle gemeinsame Behandlungen möglich. Das neue Entwurf hat die Gesamtlänge erheblich verringert aber es gibt noch immer genügend Fußraum. Alle Bedienungselemente stecken nicht aus, sind trotzdem gut erreichbar.

Das sehr starke Gestell ist pulverbeschichtet und hat "Heavy Duty" Scharniere. Während der Behandlung steht der Tisch auf die 4 Füßen damit die höchst mögliche Stabilität gewährleistet ist. Wenn man die Trittbügel vom zentralen Radhebesystem betätigt wird den Tisch fahrbar. Wahlweise sind kugelgelagerte Räder mit 75 oder 125 mm Durchmesser lieferbar. Die Fußkappen sind rutschhemmend und individuell verstellbar.

Abmessungen: ausgestattet mit 75mm Räder ist die niedrigste Höhe 61 cm. Wenn die 125 mm Räder montiert sind ist das 65 cm. Die Gesamtlänge mit den Beinteilen in vertikaler Position ist nur 165 cm inklusive den Galgen! Mit den Beinteilen in horizontaler Position ist die Länge 212 cm. Das Polster ist 64 cm breit. Das Oberkörper-Teil ist separat 30 cm elektrisch in Höhe verstellbar.

Der Galge wird standardmäßig dabei geliefert. Montiert am oberen Rahmen bewegt er sich in die Höhe, wenn die Tischhöhe geändert wird. Der Abstand zwischen Polster und Handgriffe ändert sich also nicht. Die Breite und Tiefe der Galgen sind stufenlos verstellbar. Auch gibt es ein praktischen Infusionshaken. Die Handgriffe verfügen über ein komfortables Roll-Up System und können leicht entfernt werden durch das Einknopf-Quick-Lock System. Nach Wunsch kann am Galgen ein Papierrollenhalter und/oder Gehstockhalter montiert werden.

Die "High Speed" Verstellgeräte sind sehr zuverlässig (Made in Germany) und funktionieren auch ohne Probleme bei schwerere Patienten. Dadurch ist der Tisch in einem Augenblick in die gewünschte Position zu bringen. Die 3-fach Fußtaster sind beidseitig am Rahmen montiert und stecken nicht aus.

Die Unterbein- und Oberschenkel-Kissen sind mit Gasfedern großzügig verstellbar. Die Bedienungsgriffe dafür sind ergonomisch am Rahmen montiert. Beide Kissen können einfach verlängert werden mit praktische Einsteckpolster. Wenn z.B. das Oberschenkel-Kissen verlängert wird, gibt es genügend Raum um ein vertikales Bein zu Gipsen. Die Einsteckpolster können am Galgen aufgehängt werden.

Die Edelstahl-Fixationsschienen an beide Seiten sind standardmäßig. Die Rückenlehne ist elektrisch verstellbar bis 85 Grad. Das Sitzkissen ist einfach abnehmbar und mit Tempurfüllung ausgestattet. Mehrere Bezugfarben sind lieferbar, eine Kombination von verschiedene Farben ist auch möglich.

Es gibt mehrere Schienenklammern. Nur horizontal verstellbar oder in Länge und Höhe. Die lieferbare Arm- und Kniestützen sind nahtlos gepolstert und einfach zu reinigen. Das optionale Extensionsgerät aus Edelstahl ist dreidimensional verstellbar und funktioniert ganz genau. Die Fingerhülsen können leicht angebracht werden.

Ein neues Modell Beckenstützen aus Polycarbonat macht Ihre Arbeit ganz leicht. Selbstverständlich ist ein traditionelles Modell auch lieferbar.

Die optionale Spannband ist einfach zu montieren. Ein Montagepunkt ist im Galgen integriert, an die andere Seite kann das Spanngerät einfach eingesteckt werden. Es ist gegen abrollen gesichert mit einem Einknopf Quick-Lock System.

Alle optionalen Zubehöre sind separat lieferbar; weil diese weniger verwendet werden, reicht einem Satz für mehrere Tische.

Also: Der Plaster Master soll unbedingt in Ihrem Gipsraum stehen!

Farbe

Es gibt mehr als 170 Farben und 5 Lederarten zur Verfügung.

Abb. 1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5

