

# CHEST SUPPORT WITH ARMS

## Körper-Positionierungskissen



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92012	Chest support with arms	64 x 57 x 22 cm	blau/weiß	1 Stk.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polyurethan-Schaum (blau)
- Memoryfoam (weiß)

### BESCHREIBUNG

- Zur Positionierung in Bauchlage
- Latexfrei
- Mit einer weichen Schicht aus Memoryfoam zur Vermeidung von Druckstellen und zur Erhöhung des Patientenkomforts
- Belastbar bis max. 75-80 kg
- Abdomenausschnitt justierbar

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP
- Intensivstation

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	ja

### KENNZEICHNUNG



 CS Medical Ltd, 75 Park Lane, Croydon, Surrey, CR9 1XS, UK

Stand: 02-2020