

# ICU-KIT

## Positionierungsset für die Bauchlage



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92016	ICU-Kit			1 Stk.
<b>Bestehend aus</b>				
92242	Kopfpositionierungskissen (Prone Face One)	20,5 x 14 x 28,5 cm	weiß	1 Stk.
92013	Knie- & Beinpositionierungskissen 2-tlg. (Prone Leg Support)	50 x 18 x 13 cm 50 x 25 x 25 cm	weiß	1 Set
92014	Brust- & Hüftpositionierungskissen 2-tlg. (Chest & Pelvic Support)	21 x 32 x 20 cm 21 x 50 x 20 cm	blau	1 Set
95965	Armpositionierungskissen 2 Stk.	62 x 13 x 6 cm	weiß	1 Paar

### BESCHREIBUNG

- Zur Positionierung in Bauchlage im OP oder auf Intensivstation
- Kopfpositionierungskissen
  - verringert Druck auf Augen und Gesicht
  - inklusive Spiegel für optimale Sicht auf Augen & Gesicht
  - beidseitige Tubenausführung möglich
  - geeignet für viele verschiedene Gesichtsformen
  - für Kinder ab 8 Jahren geeignet
- 2-teiliges Beinpositionierungskissen, an jede Schienbeinlänge individuell anpassbar
- 2-teiliges Brust- und Hüftpositionierungs-Set zur Vermeidung von Druckstellen und Erhöhung d. Patientenkomforts
- Belastbarkeit des Brust- und Hüftpositionierungs-Sets (Art.-Nr.92014): max. 65 kg
- Armpositionierungskissen individuell an die Armposition anpassbar

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polyurethan-Schaum

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Polikliniken
- Ambulanz
- Intensivstation
- Unfallchirurgie
- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

### KENNZEICHNUNG



 Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

 Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin K78 X5P8 Ireland

Stand: 10-2021

Importeur:

**nordiska** 

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de