

# GEL CHEST SUPPORT

## Gel-Positionierungskissen



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92018	Gel Chest Support	63 x 46 x 15 cm	schwarz/ blau	1 Stk.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Viskoelastisches Polymer-Gel
- Unterkonstruktion aus Polyurethan (mit Kunstlederbezug)

### BESCHREIBUNG

- Wiederverwendbare Gelpolsterung zur Unterstützung des Oberkörpers vom Brustkorb bis zum Becken in Bauchlage
- Gleichmäßige Druckverteilung
- Bewegungsfreiheit des Abdomens
- Reduziert den Druck im Achsel- und Leistenbereich
- Leichter als herkömmliche Gel-Lagerungskissen durch Polyurethan-Unterkonstruktion
- 100% frei Silikonen und Latex
- Röntgendurchlässig, antibakteriell
- MRT-kompatibel und strahlungssicher

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):

Sterilisation:

Waschbar bis:

CE-Kennzeichnung:

Zolltarifnummer:

Haltbarkeit:

Klassifizierung:

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

entfällt

unsteril

Wischdesinfektion

ja

9404.2190

entfällt

I

nein

### KENNZEICHNUNG



 Auckland Medical Polymer (Tianjin) Co., Ltd., Building D5-2, XEDA International Industrial Park, Xinqing Economic Development Area (XEDA), Tianjin

**EC REP** SUNGO Europe B. V., Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

Stand: 02-2020