

GEL DOME SUPPORT

Gel-Positionierungskissen mit Schaumkern



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92019	Gel Dome Support	51 x 15 x 15 cm	blau	1 Stk.
92020	Gel Dome Support	41 x 10 x 10 cm	blau	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Viskoelastisches Polymer-Gel
- Schaum-Kern aus Polyurethan

BESCHREIBUNG

- Vielseitig und wiederverwendbar
- Leichter als herkömmliche Gel-Kissen durch innovativen Schaum-Kern
- Bauchlage - Zur Unterstützung der Brust, des Beckens und der Knöchel des Patienten
- Rückenlage - Zur Unterstützung der Knie und Knöchel des Patienten
- Seitenlage - Zur Unterstützung der Taille des Patienten

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



 Auckland Medical Polymer (Tianjin) Co., Ltd., Building D5-2, XEDA International Industrial Park, Xinqing Economic Development Area (XEDA), Tianjin

EC REP SUNGO Europe B. V., Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

Stand: 02-2020