

# GEL ARM/KNEE BOARD

## Gel-Positionierungskissen



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92021	Gel Arm/Knee Board	50 x 15 x 4 cm	blau	1 Stk.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Viskoelastisches Polymer-Gel

### BESCHREIBUNG

- Gel-Positionierungskissen zur Unterstützung der Arme und Knie des Patienten in jeder Position
- Vermeidung von Druckstellen
- 100% frei Silikonen und Latex
- Röntgendurchlässig, antibakteriell
- MRT-kompatibel und strahlungssicher

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	nein

### KENNZEICHNUNG



 Auckland Medical Polymer (Tianjin) Co., Ltd., Building D5-2, XEDA International Industrial Park, Xinqing Economic Development Area (XEDA), Tianjin

**EC REP** SUNGO Europe B. V., Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

Stand: 02-2020