

SUPINE HEAD RING

Gel-Positionierungsring, geschlossen



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92022	Supine Head Ring Adult	Ø 20 x 7 x 5 cm	blau	1 Stk.
92028	Supine Head Ring Adolescent	Ø 14 x 5 x 3 cm	blau	1 Stk.
92023	Supine Head Ring Paediatric	Ø 8 x 3 x 2 cm	blau	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Viskoelastisches Polymer-Gel

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

BESCHREIBUNG

- Schützt und unterstützt den Kopf des Patienten in Rücken- und Seitenlage
- 100% frei von Silikonen und Latex
- Röntgendurchlässig, antibakteriell
- MRT-kompatibel und strahlungssicher

ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):

Sterilisation:

Waschbar bis:

CE-Kennzeichnung:

Zolltarifnummer:

Haltbarkeit:

Klassifizierung:

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

entfällt

unsteril

Wischdesinfektion

ja

9404.2190

entfällt

I

nein

KENNZEICHNUNG



 Auckland Medical Polymer (Tianjin) Co., Ltd., Building D5-2, XEDA International Industrial Park, Xinqing Economic Development Area (XEDA), Tianjin

EC REP SUNGO Europe B. V., Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

Stand: 02-2020