

HIP-PAD

Gel-Positionierungskissen



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92042	Hip Pad	44 x 42 x 35 cm	blau	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Viskoelastisches Polymer-Gel

BESCHREIBUNG

- Gel-Pad zur Unterstützung des Kreuzbeinbereichs
- Vermeidung von Druckstellen
- 100% frei Silikonen und Latex
- Röntgendurchlässig, antibakteriell
- MRT-kompatibel und strahlungssicher

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):

Sterilisation:

Waschbar bis:

CE-Kennzeichnung:

Zolltarifnummer:

Haltbarkeit:

Klassifizierung:

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

entfällt

unsteril

Wischdesinfektion

ja

9404.2190

entfällt

I

nein

KENNZEICHNUNG



 Auckland Medical Polymer (Tianjin) Co., Ltd., Building D5-2, XEDA International Industrial Park, Xinqing Economic Development Area (XEDA), Tianjin

EC REP SUNGO Europe B. V., Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands

Stand: 02-2020