

FACE SHIELD

Einweg-Visier zum Schutz vor Flüssigkeiten



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92049	Face Shield	330 x 220 mm	transparent	250 Stück

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- PET
- Mit elastischem Band und seitlicher Schnalle

BESCHREIBUNG

- Schützt vor Blut und anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien
- Mit weichem Schaumstoff-Polster an der Innenseite des Stirnbandes
- Antistatisch und latexfrei
- Mit Anti-Beschlag behandelt
- Entspricht EN 166 Kategorie 1

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Notfallambulanz
- OP
- Intensivstation
- auf Station

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Washbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9004.9090
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I (PSA)
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNG



Stand: 04-2020