

RADIALSTELL-KLOBEN

Zubehörteil für den OP-Tisch



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	VE
92103	Radialstell-Kloben	12 x 16 x 5,5 cm	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Rostfreier Stahl
- Aluminium
- Messing

BESCHREIBUNG

- Zur Anbringung von Stützen an der Normschiene des OP-Tisches
- Gewicht: 0,7 kg

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern

ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion*
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



 Reison Medical AB, Hallstahammar Eriksbergsvägen 32A, SE-73425 Hallstahammar

*mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln

Stand: 02-2020