

ARTHROSKOPIE-BEINHALTER

Zubehörteil für den OP-Tisch



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	VE
92118	Arthroskopie-Beinhalter	46,5 x 26,5 x 13 cm	1 Stk.
92119	Arthroskopie-Beinhalter XL	46,5 x 34 x 13 cm	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Edelstahl
- Messing
- Kunstleder

BESCHREIBUNG

- Entwickelt, um das Bein während der Operation im Kniebereich in einer festen Position zu halten
- Inklusive 3 Kissen
- Mit Kurbelverstellung
- Höhe und Winkel einstellbar
- Gewicht: 4,3 kg

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern

ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



 Reison Medical AB, Hallstahammar Eriksbergsvägen 32A, SE-73425 Hallstahammar

Stand: 02-2020