

LATERALSTÜTZE SCHMAL, DREHBAR

Zubehörteil für den OP-Tisch



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	VE
92126	Lateralstütze schmal, drehbar	32 x 57 x 8 cm	1 Stück

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Edelstahl
- Polyurethan-Schaum

BESCHREIBUNG

- Halterung und Polster jeweils drehbar
- Verstellbar mit zwei verschiedenen Kissenmodellen (flach u. konkav)
- Empfohlener Kloben: Best.-Nr. 92102
- Länge der Halterung: 35 cm
- Polster: 7 x 17,5 cm
- Gewicht: 2,2 kg

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern

ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



 Reison Medical AB, Hallstahammar Eriksbergsvägen 32A, SE-73425 Hallstahammar

Stand: 02-2020