

PRONE FACE CHILD

Kopf-Positionierungskissen für Kinder unter 8 Jahren



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92241	Prone Face Child	30 x 21 x 13 cm	weiß	10 Stück

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polyurethan-Schaum

BESCHREIBUNG

- Kopf-Positionierungskissen für Operationen in Bauchlage
- Für Patienten unter 8 Jahren
- Stützt Stirn und Wangen des Patienten
- Durch die spezielle Form für viele verschiedene Gesichtsformen geeignet
- Der weiche Polyurethan-Schaum vermeidet Druckstellen und passt sich dem Gesicht des Patienten an
- Latex-frei

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNG



 CS Medical Ltd, 75 Park Lane, Croydon, Surrey, CR9 1XS, UK

Stand: 02-2020