


PRONE FACE ONE

Positionierungskissen für den Kopf



BESTELLINFORMATION

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92242	Prone Face One	20,5 x 14 x 28,5 cm	weiß	6 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polyurethan-Schaum

BESCHREIBUNG

- Kopf-Positionierungskissen für Operationen in Bauchlage
- Das ergonomische Design verringert Druck auf Augen und Gesicht
- Inklusive Spiegel, für optimierte Sicht auf Gesicht und Augen
- Beidseitige Tubenausführung möglich
- Latexfrei
- Geeignet für viele verschiedene Gesichtsformen, auch für Kinder ab 8 Jahren

ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	1
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNGEN



 CS Medical Ltd, 75 Park Lane, Croydon, Surrey, CR9 1XS, UK

Stand: 02-2020