

# PRONE HEAD SYSTEM PLUS

## Höhenverstellbarer Positionierungshelm mit Spiegel



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92257	Prone Head System Plus			1 Stück
<b>Bestehend aus</b>				
92243	Adjustable Mirror Plus	22 x 22 cm		1 Stück
92244	Prone Helmet Plus	31 x 22 x 15 cm	schwarz	1 Stück

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Helm: ABS-Kunststoff
- Spiegel: Acryl-Spiegel mit Aluminium-legierten Schrauben

### BESCHREIBUNG

Das Prone Head System Plus wurde entwickelt um den Kopf des Patienten bei Operationen in Bauchlage optimal zu stützen.

- Die rutschfeste Unterseite des Spiegels sorgt für optimalen Halt
- Durch die vier Schrauben lässt sich der Helm flexibel in der Höhe verstellen
- Leicht zu reinigen durch das schlichte Design des Helms
- Ermöglicht einen sicheren Halt des Positionierungskissens und des Patienten während der Operation

### ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	nein

### KENNZEICHNUNG



 CS Medical Ltd, 75 Park Lane, Croydon, Surrey, CR9 1XS, UK

Stand: 02-2020