


# PRONE FACE SOFT

## Kopf-Positionierungskissen



### BESTELLINFORMATION

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92266	Prone Face Soft M	24 x 13 x 26 cm	blau/weiß	12 Stk.
92267	Prone Face Soft L	24 x 17,5 x 26 cm	blau/weiß	8 Stk.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polyurethan-Schaum

### BESCHREIBUNG

- Kopf-Positionierungskissen für kurze Operationen in Bauchlage (empfohlene Dauer maximal 2 Stunden)
- Mit Tubus-Schlitz für sicheren Halt
- Die Kombination aus zwei Schaum-Schichten stützt und schützt den Patienten während des Eingriffs
- Druckstellen werden vermieden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

### KENNZEICHNUNG



### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	Ja

 CS Medical Ltd, 75 Park Lane, Croydon, Surrey, CR9 1XS, UK

Stand: 02-2020