

STIRR-UP-BEINHALTER

Zubehörteil für den OP-Tisch



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	VE
92403	Stirr-Up-Beinhalter	auf Anfrage	1 Paar

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- auf Anfrage

BESCHREIBUNG

- Mit präziser Einhand-Bedienung
- Für die einfache Positionierung der Beine des Patienten
- Auch intraoperativ unter steriler Abdeckung einsetzbar
- Integrierte Gasfeder für sanfte und exakte Verstellung in jede gewünschte Position
- Zur Anbringung an der Normschiene
- Ideal für die Steinschnittlage
- Lieferumfang: 1 x Paar Beinhalterungen mit Polster
- Exklusive Kloben, wir empfehlen Best.-Nr. 93941

ANWENDUNGSBEREICH

- OP

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern

KENNZEICHNUNG



Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion*
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

 Anetic Aid Ltd., Sapper Jordan Rossi Business Park, Otley Road, Baildon BD 17 7AX, UK

*mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln