

SLS - SEITENLAGERUNGSSYSTEM

Vakuum-Lagerungssystem inkl. Kloben und Gurte



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92625	SLS - Seitenlage- rungssystem	210 x 45/105 cm	blau	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- TPU (Thermoplastische Polyurethan Folie, biokompatibel)
- Füllmaterial: Styropor Mikrokugeln (ca. 35 kg/m²)

BESCHREIBUNG

- Auflage zur optimalen Seitenlagerung
- Seidenweich und angenehm für den Patienten
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren
- Biokompatibel, frei von PVC und Latex
- Das robuste Vakuumventil schließt automatisch nach dem Absaugen
- Zum Absaugen werden vorhandene OP-Sauger benutzt
- Mit geteiltem Beinteil zur besseren Polsterung

Im Set enthalten:

- Gepolsterte Fixiergurte für maximale Sicherheit
- Praktische Tragetasche inklusive
- Aufblasbare Lagerungsrolle mit integrierter Druckentlastung
- Befestigungskloben

ANWENDUNGSBEREICH

Z. B. für folgende Eingriffe geeignet:

- Thorakoskopie
- Thorakotomie
- Nephrektomie

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion*
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	nein

 Kohlbrat & Bunz GmbH, Loretostraße 4-8, 5550 Radstadt, Österreich

KENNZEICHNUNG



*Bitte verwenden Sie nur handelsübliche Desinfektionsmittel und keinesfalls scharfe Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen würden.

Stand: 08-2022