


LAGERUNGSROLLE

Mit integrierter Druckentlastung



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
92626	Lagerungsrolle	50 x 15 cm	grün/grau	1 Stk.
92627	Lagerungsrolle	50 x 20 cm	grün/grau	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- TPU (Thermoplastische Polyurethan Folie, biokompatibel)
- PVC - Medizinischer Saugschlauch

BESCHREIBUNG

- Aufblasbare Rolle in Kombination mit dem Seitenlagerungssystem 92625 vorgesehen
- Alternativ kann die Rolle auch ohne Lagerungssystem verwendet werden
- Das integrierte 3D-Gewirke sorgt auch bei einer vollständig aufgeblasenen Rolle für eine druckentlastende Lagerung des Patienten
- Mit im OP vorhandenem Druckluftanschluss befüllbar

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

Z. B. für folgende Eingriffe geeignet:

- Thorakoskopie
- Thorakotomie
- Nephrektomie

Dehnung ca. (in %):

entfällt

Sterilisation:

unsteril

Waschbar bis:

Wischdesinfektion*

CE-Kennzeichnung:

ja

Zolltarifnummer:

9404.2190

Haltbarkeit:

entfällt

Klassifizierung:

I

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

nein

KENNZEICHNUNG



 Kohlbrat & Bunz GmbH, Loretostraße 4-8, 5550 Radstadt, Österreich

*Bitte verwenden Sie nur handelsübliche Desinfektionsmittel und keinesfalls scharfe Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen würden.

Stand: 08-2022