

# NANO ICU-BED

## Intensivbett, elektrisch



### BESTELLINFORMATION

| Artikel-Nr. | Beschreibung      | Maße          |
|-------------|-------------------|---------------|
| 94500       | NANO Intensivbett | 2280 x 965 mm |

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Kohlenstoff-Stahl mit antibakterieller Polyester-Expoxid-Pulverbeschichtung
- lackierte Seitenschiene
- Fahrgestell mit ABS-Abdeckungen
- Kopf- und Fußteil aus Plastik

### BESCHREIBUNG

- Bett wird auf zwei Rohrsäulen gestützt
- Bettsegmente sind mit röntgenstrahlendurchlässigem HPL gefüllt
- Mit Steuerungssystem
- Kabelgebundene Steuerung & Überwachung
- Autoregressfunktion in Rücken- und Oberschenkelauflagesegmenten
- Autokontur-Funktion
- CPR im Rückenlehnensegment (ein Antrieb)
- 4 Stoßfänger in den Ecken
- 4 Haken für Flüssigkeiten
- Batterie-Backup
- Elektrische und manuelle Verstellmöglichkeiten (siehe unten)
- Normschiene am Bettrahmen für zusätzliches Zubehör

### VERSTELLMÖGLICHKEITEN

- ELEKTRISCH
  - Rückenlehne (0-70°) und Herzbettlage
  - Höhenverstellbarkeit (390 - 770mm)
  - (Anti-)Trendelenburglage (0-15°)
- MANUELL
  - Fußteil durch Rasterung

### TECHNISCHE DATEN

- Zentrales Bremssystem, Einzelrollen 150 mm
- Zulässige Belastung: 250 kg
- 12 cm Matratze mit wasserdichtem, dampfdurchlässigem Bezug
- Vier-Segment-Liegefläche (drei davon einstellbar)
- Verstellbarkeit der Rückenlehne: 0-70°
- Verstellbarkeit des oberen Beinteils: 0-40°
- Minimalhöhe: 435 mm
- Maximalhöhe: 805 mm

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Dehnung ca. (in %):              | entfällt           |
| Sterilisation:                   | unsteril           |
| Waschbarkeit:                    | Wischdesinfektion* |
| CE-Kennzeichnung:                | ja                 |
| Zolltarifnummer:                 | 9402.9000          |
| Haltbarkeit:                     | entfällt           |
| Klassifizierung:                 | I                  |
| Produkt zum einmaligen Gebrauch: | nein               |

### KENNZEICHNUNG



 Famed Zywiec SP. z o. o., ul. Fabryczna 1, 34-500 Zywiec, Poland

\*mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Stand: 04-2020