

# NEXO BETT STANDARD

## Krankenbett, elektrisch



### BESTELLINFORMATION

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße
94601	NEXO Bett Standard	2150 x 990 mm

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Kohlenstoff-Stahl mit antibakterieller Polyester-Exoxid-Pulverbeschichtung
- Fahrgestell mit ABS-Abdeckungen
- Kopf-, Fuß- und Seitenteil aus Plastik

### BESCHREIBUNG

- mit geteilten Softdrop-Seitengittern (4 -teilig) aus Plastik (volle Seitenlänge, ohne Bedienelemente im Seitengitter)
- Bettsegmente sind mit röntgenstrahlendurchlässigem HPL gefüllt
- Mit Steuerungssystem
- Kabelgebundene Steuerung & Überwachung
- Autoregressfunktion in Rücken- und Oberschenkelauflagesegmenten
- Autokontur-Funktion
- CPR im Rückenlehnensegment (ein Antrieb)
- 4 Stoßfänger in den Ecken
- 8 Haken für Flüssigkeiten
- Elektrische und manuelle Verstellmöglichkeiten (siehe unten)

### TECHNISCHE DATEN

- Zentrales Bremssystem, Einzelrollen 150 mm
- Zulässige Belastung: 250 kg
- 12 cm Matratze mit wasserdichtem, dampfdurchlässigem Bezug
- Vier-Segment-Liegefläche (drei davon einstellbar)
- Verstellbarkeit der Rückenlehne: 0-70°
- Verstellbarkeit des oberen Beinteils: 0-40°
- Minimalhöhe: 410 mm
- Maximalhöhe: 840 mm

### VERSTELLMÖGLICHKEITEN

- ELEKTRISCH
  - Rückenlehne (0-70°) und Herzbettlage
  - Höhenverstellbarkeit
  - Trendelenburglage (0-16°)
  - Anti-Trendelenburglage (0-17°)
- MANUELL
  - Fußteil durch Rasterung

Dehnung ca. (in %):

entfällt

Sterilisation:

unsteril

Waschbarkeit:

Wischdesinfektion\*

CE-Kennzeichnung:

ja

Zolltarifnummer:

9402.9000

Haltbarkeit:

entfällt

Klassifizierung:

I

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

nein

### KENNZEICHNUNG



\*mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Stand: 04-2020