

# ARMLAGERUNGSSYSTEM VERTIKAL

## Zubehörteil für den OP-Tisch



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	VE
94670	Amlagerungssystem Vertikal	45 x 12 x 4,5 cm	1 Stk.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Hochwertiger Edelstahl
- Leichtmetall
- Polyurethan-Schaum

### BESCHREIBUNG

- Für die einfache Positionierung der Arme des Patienten
- Mit Zentral-Schnellfixierung für sicheren Halt während der OP
- Zur Anbringung an der Normschiene
- Anatomisch geformtes Kissen
- Tragkraft: 6 kg
- Gewicht: 5,4 kg

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern

### ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion*
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

### KENNZEICHNUNG



 Baitella AG, Thurgauerstraße 70, 8050 Zürich, Schweiz

\*mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln

Stand: 02-2020