

KOPFPOSITIONIERER

Kopf-Positionierungskissen



BESCHREIBUNG

- Kopf-Positionierungskissen für Operationen in Rückenlage
- Mit Ausschnitt um Druck auf das Hinterhauptbein zu vermeiden
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Nahtlose Beschichtung
- Optimale Druckverteilung
- Geeignet für Röntgenaufnahmen und CT-Scans

ANWENDUNGSBEREICH

- OP

KENNZEICHNUNG



BESTELLINFORMATION

| Best.-Nr. | Beschreibung | Maße | Farbe | VE |
|-----------|--------------------------|--------------|-------|--------|
| 94800 | Kopfpositionierer Mittel | 24,5 x 21 cm | blau | 1 Stk. |
| 94801 | Kopfpositionierer Groß | 28,5 x 23 cm | blau | 1 Stk. |

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Viskoelastischer Polyurethan-Schaum

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dehnung ca. (in %): | entfällt |
| Sterilisation: | unsteril |
| Waschbar bis: | Wischdesinfektion |
| CE-Kennzeichnung: | ja |
| Zolltarifnummer: | 9404.2190 |
| Haltbarkeit: | entfällt |
| Klassifizierung: | I |
| Produkt zum Einmaligen Gebrauch: | nein |

 Vasco Care Medical Limited, Enterprise Research Incubation Centre, Institute of Technology Carlow, Kilkenny Road, Carlow, Ireland

Stand: 02-2020