

FUSSPOSITIONIERER

Fuß-Positionierungskissen



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
94810	Fußpositionierer	25 x 18 cm	blau	1 Paar

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Viskoelastischer Schaum aus Polyurethan

BESCHREIBUNG

- Fuß-Positionierungskissen für Operationen in Rückenlage
- Mit Ausschnitt, um Druck im Fersenbereich zu vermeiden
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Nahtlose Beschichtung
- Optimale Druckverteilung
- Geeignet für Röntgenaufnahmen und CT-Scans

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden


ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



 Vasco Care Medical Limited, Enterprise Research Incubation Centre, Institute of Technology Carlow, Kilkenny Road, Carlow, Ireland

Stand: 02-2020