

# SUPINE POSITIONING WEDGE

## Körper-Positionierungskissen



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
95206	Supine Positioning Wedge	siehe unten	blau	1 Set

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Medizinisches Nylon-Gewebe
- Polyurethan-Schaumkern

### BESCHREIBUNG

- 2-teiliges Keilkissen-Set
- Zur erhöhten Positionierung von Kopf und Thorax des Patienten in Rückenlage
- Verringert den Druck und erleichtert die Intubation
- Verwendung vor allem bei adipösen Patienten empfohlen (Maximales Patientengewicht: 250 kg)
- Röntgendurchlässig
- Maße Unterteil: 71,5 x 15,5 x 52 cm
- Maße Oberteil: 80 x 8 x 52 cm

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	nein

### KENNZEICHNUNG



 Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

 Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin K78 X5P8 Ireland

Stand: 10-2021

Importeur:

**nordiska** 

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de