


SUPINE POSITIONING WEDGE

Körper-Positionierungskissen



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
95206	Supine Positioning Wedge	siehe unten	blau	1 Set

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Medizinisches Nylon-Gewebe
- Polyurethan-Schaumkern

BESCHREIBUNG

- 2-teiliges Keilkissen-Set
- Zur erhöhten Positionierung von Kopf und Thorax des Patienten in Rückenlage
- Verringert den Druck und erleichtert die Intubation
- Verwendung vor allem bei adipösen Patienten empfohlen
- Röntgendurchlässig
- Maße Unterteil: 71,5 x 15,5 x 52 cm
- Maße Oberteil: 80 x 8 x 52 cm

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



 CS Medical Ltd, 75 Park Lane, Croydon, Surrey, CR9 1XS, UK

Stand: 02-2020