

KYRA[®] STIRR-UP BEINHALTER

Zur druckentlastenden Beinlagerung in Steinschnittlage



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Belastbarkeit	Farbe	VE
95211	KYRA Comfort™ 350	159 kg Patientengew.	grau	1 Paar
95210	KYRA Comfort™ 500	227 kg Patientengew.	lila	1 Paar

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Rahmen aus Edelstahl, legierter Stahl, Gusseisen
- Stiefel aus Polypropylen und Aluminium
- Silikon-Verschlussbänder (medizinische Qualität)
- Polster aus Polyurethan-beschichtetem Stoff und Polyurethan-Schaum

BESCHREIBUNG

- Für eine druckentlastende Lagerung der Beine
- Speziell geeignet für längere Eingriffe (>2 Stunden)
- Inklusive Befestigungskloben für die Normschiene
- Einfache Einhandbedienung mit Gasdruckunterstützung
- Angenehm weiche Polsterung
- Flexible Stiefel zur Aufnahme größerer Patientenwaden
- Gurte ohne Klettverschluss für eine verbesserte Infektionskontrolle

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden


ANWENDUNGSBEREICH

- Gynäkologie
- Urologie
- Proktologie
- Allgemeinchirurgie

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Washbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



 Kyra Medical Inc., 1-888-611-5972, Northborough, MA 01532

EC REP Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, Netherlands

Stand: 07-2020