

# FLEXI FIN STIRR-UP BEINHALTER

Zur druckentlastenden Beinlagerung in Steinschnittlage



## BESCHREIBUNG

- Für eine druckentlastende Lagerung der Beine
- Speziell geeignet für längere Eingriffe (>2 Stunden)
- Einfache Einhandbedienung
- Angenehm weiche Polsterung
- Flexible Stiefel zur Aufnahme größerer Patientenwaden
- Gurte ohne Klettverschluss für eine verbesserte Infektionskontrolle

## ANWENDUNGSBEREICH

- Gynäkologie
- Urologie
- Proktologie
- Allgemeinchirurgie

## KENNZEICHNUNG



## BESTELLINFORMATION

| Best.-Nr. | Beschreibung        | Belastbarkeit        | Farbe | VE     |
|-----------|---------------------|----------------------|-------|--------|
| 95216     | FlexiFin            | 180 kg Patientengew. | blau  | 1 Paar |
| 95217     | Stirr-Up-Beinhalter | 250 kg Patientengew. |       |        |

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Rahmen aus Edelstahl, legierter Stahl, Gusseisen
- Stiefel aus Polypropylen und Aluminium
- Silikon-Verschlußbänder (medizinische Qualität)
- Polster aus Polyurethan-beschichtetem Stoff und Polyurethan-Schaum

## SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Dehnung ca. (in %):

Sterilisation:

Waschbar bis:

CE-Kennzeichnung:

Zolltarifnummer:

Haltbarkeit:

Klassifizierung:

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

entfällt

unsteril

Wischdesinfektion

ja

9404.21900

entfällt

I

nein

Care Surgical Limited, Unit 6, Ringtail Road, Burscough, L40 8JY, UK

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin K78 X5P8 Ireland

Stand: 04-2024

**nordiska**

helping people care

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.