


OP-TISCHAUFLAGE

mit Umbetthilfe



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
95929	OP-Tischauflage	210 x 80 cm	weiß	20 Stück
95959	OP-Tischauflage	230 x 100 cm	weiß	20 Stück
95943	OP-Tischauflage	150 x 80 cm	weiß	20 Stück

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Obere Schicht: hydrophiles, weißes Spinnvlies Polypropylen Tissue
- Absorbierende Schicht: Zellstoff mit SAP
- Untere Schicht: atmungsaktive PE-Folie mit Spinnvlies Polypropylen Tissue

BESCHREIBUNG

- Hautfreundlich, atmungsaktiv, latex-frei
- Belastbar bis 200 kg
- Super reißfest, fusselt nicht, tropffest
- Saugkern reduziert Gerüche
- Proaktive Hygiene durch Keimbindung
- Einfache und sichere Umlagerung
- Aufnahmemenge 95929: 2,5 Liter Saline
- Aufnahmemenge 95943: 1,7 Liter Saline
- Aufnahmemenge 95959: 2,65 Liter Saline

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern

ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	5603.9290
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNG



 GRI Medical & Electronic Technology Co., Ltd., 1805 Honggao Road, 314031 Jiaxing, Zhejiang, PRC

 EC REP GRI-Alleset Limited BV, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Netherlands

Stand: 02-2020