


# UNDERPAD ANTI SLIP

## OP-Tischauflage



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
95938	Underpad Anti Slip	100 x 225 cm	blau	40 Stk.
95948	Underpad Anti Slip	100 x 155 cm	blau	50 Stk.
95949	Underpad Anti Slip	100 x 75 cm	blau	100 Stk.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polyethylen
- Baumwolle
- Polypropylen

### BESCHREIBUNG

- Latex-frei
- Weiche Oberfläche
- Saugkern reduziert Gerüche
- Proaktive Hygiene durch Keimbindung
- Schnelle Aufnahme von Flüssigkeiten
- Aufnahmemenge:
  - bis zu 3,5 Liter Flüssigkeit (95938)
  - bis zu 2,6 Liter Flüssigkeit (95948)
  - bis zu 1,8 Liter Flüssigkeit (95949)
- Verbesserter Halt durch rutschfeste Unterseite, eignet sich besonders für Eingriffe in gekippter Position

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern


### ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	6302.9990
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

### KENNZEICHNUNGEN



 Sword Wuhan Co., Ltd., Rm 2502, Block A, Zhonghuan Building, NO.31, Yunlin Street, Jianshe Avenue, Wuhan, China

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537Hamburg, Germany

Stand: 02-2020