


# FOOT/HEEL PROTECTOR

## Fuß-Positionierungskissen



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
95963	Foot/Heel Protector	35,5 x 18 cm	blau	72 Stk.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polyurethan-Schaum

### BESCHREIBUNG

- Geeignet zur Positionierung von Fuß und Ferse
- Mit Schaumstoffband und Klettverschluss zur Fixierung
- Druckstellen werden vermieden

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP
- Notfallambulanz

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

### KENNZEICHNUNG



 GRI Medical & Electronic Technology Co., Ltd., 1805 Honggao Road, 314031 Jiaxing, Zhejiang, PRC

**EC REP** GRI-Alleset Limited BV, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam

Stand: 02-2020