


HEAD CRADLE, STACHED WITH TRACH SLIT, ADULT

Kopf-Positionierungskissen



BESTELLINFORMATION

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
95968	Head Cradle, Stacked, with Trach Slit, Adult	23 x 20 x 10,5 cm	blau	36 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polyurethan-Schaum

BESCHREIBUNG

- Kopf-Positionierungskissen für Operationen in Bauchlage
- Mit Schlitz zur Platzierung des Endotracheal-Tubus
- Druckstellen werden vermieden

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH


- Anästhesie
- OP
- Notfallambulanz

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	Ja

KENNZEICHNUNG



 GRI Medical & Electronic Technology Co., Ltd., 1805 Honggao Road, 314031 Jiaxing, Zhejiang, PRC

 GRI-Alleset Limited BV, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam

Stand: 02-2020