


GEL-AUFLAGE

Gel-Positionierungskissen



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
96076	Gel-Auflage	50 x 23 x 1,3 cm	blau	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Kern: Polyurethan-vernetztes viskoelastisches Gel
- Bezug: Polyurethan-Film (75µm)

BESCHREIBUNG

- Gel-Pad zur Unterstützung des Körpers während der OP oder einer Röntgen-Behandlung (strahlendurchlässig)
- Hypoallergenes Material
- Latex- und Phthalate-frei
- MRT-sicher

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP

Dehnung ca. (in %):

Sterilisation:

Waschbar bis:

CE-Kennzeichnung:

Zolltarifnummer:

Haltbarkeit:

Klassifizierung:

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

entfällt

unsteril

Wischdesinfektion

ja

9404.2190

entfällt

I

nein

KENNZEICHNUNG



 KOHLAS Medical Devices, 11 Avenue de la République, 69200 Vénissieux

Stand: 02-2020