

PRS - PATIENTEN-RÜCKHALTESYSTEM

Vakuum-Lagerungssystem inkl. Kloben und Gurte



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
96497	PRS - Patienten-Rückhaltesystem	125 x 110 cm	blau/grün/ grün	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- TPU (Thermoplastische Polyurethan Folie, biokompatibel)
- Füllmaterial: Styropor Mikrokugeln (ca. 35 kg/m²)

BESCHREIBUNG

- Optimaler Halt selbst bei extremer Kopf-Tief-Lage
- 3D-Gewirke im Schulterbereich – gewährleistet eine zusätzliche Druckentlastung
- Kein zusätzlicher Einsatz von Schulterstützen notwendig
- Sofort einsatzbereit durch Mehrkammer-System
- Biokompatibel, frei von PVC und Latex
- Zum Absaugen werden vorhandene OP-Sauger benutzt
- Geringe Vorbereitungszeit sowie reduzierter Personalaufwand
- Zusätzliches 3D-Gewirke im Rumpfbereich für optimalen Komfort
- Einfache Befestigung an jedem OP Tisch durch umfangreiches Zubehör

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

Z. B. für folgende Eingriffe geeignet:

- Laparoskopien (Gynäkologie)
- Endoskopische Appendektomie
- Laparoskopische Sigmaresektion

Dehnung ca. (in %):

entfällt

Sterilisation:

unsteril

Waschbar bis:

Wischdesinfektion*

CE-Kennzeichnung:

ja

Zolltarifnummer:

9404.2190

Haltbarkeit:

entfällt

Klassifizierung:

I

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

nein

KENNZEICHNUNG



 Kohlbrat & Bunz GmbH, Loretostraße 4-8, 5550 Radstadt, Österreich

*Bitte verwenden Sie nur handelsübliche Desinfektionsmittel und keinesfalls scharfe Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen würden.

Stand: 08-2022