


# BEIN-FIXIERGURT MIT KLETT

## Sicherungsgurt für den OP-Tisch



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
97062	Bein-Fixiergurt mit Klett	100 x 5 cm	schwarz	1 Paar

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Antistatisches Kunstleder

### BESCHREIBUNG

- Zur Sicherung der Beine an Göpelbeinhaltern oder Beinschalen
- Angenehme Haptik
- Strapazierfähig und langlebig
- Die zum Einsatz kommenden Klett- und Flauschelemente sind für circa 10.000 Verschlusszyklen konzipiert

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- OP
- Anästhesie

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion*
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	nein

### KENNZEICHNUNG



 Medstorm GmbH, Merowinger Straße 5, 56068 Koblenz

\*mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln

Stand: 02-2020