


KÖRPERGURT, 2-TEILIG

Sicherungsgurt für den OP-Tisch



BESTELLINFORMATION

| Best.-Nr. | Beschreibung | Maße | Farbe | VE |
|-----------|----------------------|------------|---------|-------|
| 97310 | Körpergurt, 2-teilig | 70 x 12 cm | schwarz | 1 Set |

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Antistatisches Kunstleder

BESCHREIBUNG

- Zur Sicherung des Körpers am OP-Tisch
- Befestigung erfolgt mittels Schlaufen an den Normschienen
- Angenehme Haptik
- Strapazierfähig und langlebig
- Die zum Einsatz kommenden Klett- und Flauschelemente sind für circa 10.000 Verschlusszyklen konzipiert

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- OP
- Anästhesie

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Dehnung ca. (in %): | entfällt |
| Sterilisation: | unsteril |
| Waschbar bis: | Wischdesinfektion* |
| CE-Kennzeichnung: | ja |
| Zolltarifnummer: | 9404.2190 |
| Haltbarkeit: | entfällt |
| Klassifizierung: | I |
| Produkt zum einmaligen Gebrauch: | nein |

KENNZEICHNUNG



 Medstorm GmbH, Merowinger Straße 5, 56068 Koblenz

*mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln

Stand: 02-2020