

# ATEMSCHUTZMASKE

## KN95 geprüft nach GB2626-206



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Maße	Farbe	VE
97365-1000	Atemschutzmaske KN95	weiß	1.000 Stück (20 x 50 Stk.)

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polypropylen-Spinnvlies
- Gummibänder (2 Stk., um die Ohren)

### BESCHREIBUNG

- Ergonomisch geformt
- Passt sich dank Nasenclip perfekt der Gesichtsform an
- Hochwertig und hautfreundlich
- BEF  $\geq$  95%
- Unsteril
- Fusselfrei
- Mit zwei Gummibändern um die Ohren
- Universalgröße
- Ohne Ventil
- Zertifiziert nach EN149:2001 + A1:2009

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Arztpraxen
- Krankenhäuser
- Reha-, Senioren- und Pflegeeinrichtungen

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	nein
Zolltarifnummer:	6307.9099
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

### KENNZEICHNUNG



Stand: 06-2020