


# KNEE AND BODY STRAP

Sicherungsgurte für den OP-Tisch



## BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
97395	Knee and body strap	10,2 x 152,4 cm	creme	12 Stück

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Klettverschluss
- Kunststoffhaken
- Polyester
- Verbundschaumstoff

## BESCHREIBUNG

- Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch
- Besonders weich und angenehm
- Hygienisches Einwegprodukt
- 2-teilig, kann aber bei Bedarf 1-teilig (z. B. für Göpel-Beinhalter) verwendet werden

## SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

## ANWENDUNGSBEREICH

- OP
- Anästhesie

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

## KENNZEICHNUNG



 GRI Medical & Electronic Technology Co., Ltd., 1805 Honggao Road, 314031 Jiaxing, Zhejiang, PRC

 GRI-Alliset Limited BV, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Netherlands

Stand: 02-2020