

EINWEG-SCHUTZKITTEL, UNSTERIL

40 g/m², mit Strickbündchen



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Maße	Farbe	VE
97422-C	116 x 146 cm (L x B)	blau	70 Stück

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Aus Polypropylen-Vlies
- Klettverschluss am Kragen
- Bindebänder an der Taille
- Strickbündchen

BESCHREIBUNG

- Wasserabweisend, atmungsaktiv und hygienisch
- Zertifiziert nach EN 13795-1:2019
- Unsteril
- Mit Strickbündchen an den Ärmeln
- Mit Bindebändern am Rücken

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern

ANWENDUNGSBEREICH

- Für Pflege- und Hygienebereiche
- Krankenhäuser

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	Ja
Zolltarifnummer:	6210.1092
Haltbarkeit:	3 Jahre
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNG



Stand: 05-2020