

# STATIONSKITTEL mit Strickbündchen



## BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Maße	Farbe	VE
97498	136 x 140 cm	dunkelgrün	100 Stück

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Aus Polypropylen-Spinnvlies, 24g/m<sup>2</sup>

## BESCHREIBUNG

- Latex-frei
- Unsteril
- Mit Strickbündchen an den Ärmeln
- Mit Taillen- und Halsverschlussband
- Extra lang für hohen Schutz vor Flüssigkeiten

## SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

## ANWENDUNGSBEREICH

- Für einfache Pflege- und Hygienebereiche
- Krankenhäuser
- Für Besucher

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	6210.1099
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

## KENNZEICHNUNG



 Sword Xiantao Disposable Protective Products Factory, Liukou Industrial Zone, Xiantao, Hubei, China

**EC REP** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Stand: 03-2019