

PP-ISOLATIONSKITTEL

voll-laminiert



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Größe	Farbe	VE
97499-C	139 x 139 cm	hellblau	100 Stück

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Weiches PP-Vlies (18g/m²) mit Vollbeschichtung PE 13 g/m²

BESCHREIBUNG

- Vollbeschichtet mit PE 13 g/m²
- Mit Bindegürtel
- Strick-Bündchen am Arm für hohen Schutz und Komfort
- Flüssigkeitsabweisend
- Zu 10 Stk. im Polybeutel

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Für einfache Laborarbeiten
- Für Isolationsbereiche
- Zum Schutz vor Flüssigkeiten

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	6210.1099
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNG



 Sword Xiantao Disposable Protective Products Factory, Liukou Industrial Zone, Xiantao, Hubei, China

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Stand: 06-2020