

DAISYGRIP ONE

Patientenbezogener Venenstauer



BESCHREIBUNG

- Wirksame Hygiene durch patientenbezogenen Gebrauch
- Schützt vor Keim-Übertragung und verringert so das Risiko von nosokomialen Infektionen
- Kostenersparnis im Vergleich zu Einweg-Lösungen, da patientenbezogen
- Hoher Patientenkomfort durch angenehm weiches und elastisches Stauband
- Einfacher und intuitiv anwendbarer Verschluss, somit geringer Arbeitsaufwand

ANWENDUNGSBEREICH

- Notfallambulanz
- Rettungsdienst
- Arztpraxen

KENNZEICHNUNG



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
97703	daisygrip ONE	48 x 2 cm	pink	50 Stück (Spenderbox)

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Elasthan und Baumwolle (Latexfrei)
- Spritzgegossenes PP

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9018.9084
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

 daisygrip GmbH, Schillingallee 68, 18057 Rostock, Deutschland

Stand: 01-2023

nordiska+
helping people care

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.