

# PP-ISOLATIONSKITTEL

## voll-laminiert



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Größe	Farbe	VE
97738	139 x 139 cm	hellblau	100 Stück

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polypropylen (22g/m<sup>2</sup>)
- Polyethylen-Beschichtung, vollflächig (20g/m<sup>2</sup>)

### BESCHREIBUNG

- Mit Beschichtung auf der kompletten Fläche des Kittels
- Material geprüft: Synthetische Blut Penetration und Virendichtheit nach ISO 22612
- Mit Bindegürtel
- Gummi-Bündchen am Arm für hohen Schutz
- Flüssigkeitsabweisend
- Zu 10 Stk. im Polybeutel

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Für Pflege- und Hygienebereiche
- Krankenhäuser

Dehnung ca. (in %):

entfällt

Sterilisation:

unsteril

Waschbar bis:

entfällt

CE-Kennzeichnung:

in Erstellung

Zolltarifnummer:

6210.1099

Haltbarkeit:

5 Jahre

Klassifizierung:

entfällt

Produkt zum einmaligen Gebrauch:

ja

### KENNZEICHNUNG



Stand: 06-2020