

LATERAL C-ARM DRAPE

ausklappbare, sterile Abdeckung für den C-Bogen



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Größe	VE
97938	Lateral C-Arm Drape	101,6 x 101,6 cm	12 Stück

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- LDPE
- Polyisopren-Bänder (selbstklebend)

BESCHREIBUNG

- Schutzabdeckung für den C-Bogen, wenn dieser über die Tischhöhe hinaus nach oben gefahren wird
- Schnell und einfach anzubringen
- Hält den sterilen Bereich aufrecht
- Verbessert die Effizienz
- Verringert das Müllaufkommen
- Reduziert das Infektionsrisiko

ANWENDUNGSBEREICH

- Orthopädie

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN


- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	steril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	3 Jahre
Klassifizierung:	Is
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNG



 TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA

 MDSS GmbH, Schiffsraben 41, 30175 Hannover, Germany

Stand: 02-2020