

EINWEG-SCHUTZKITTEL LDPE

schützt vor Flüssigkeiten



BESTELLINFORMATION

| Best.-Nr. | Beschreibung | Maße | Farbe | VE |
|-----------|---------------------|--------------|-------|----------|
| 98114-60 | Einweg-Schutzkittel | 120 x 140 cm | blau | 60 Stück |

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- LDPE (Materialstärke: 40µ)

BESCHREIBUNG

- Hergestellt nach (EU) Nr. 2023/2006, für minimale Risiken in Pflege- und Hygienebereichen
- 10 x Gummiringe je Umbeutel zur Fixierung der Arme über dem Handschuh
- 12 Umbeutel á 5 Stück ; 56 Kartons / Palette
- Produziert in Anlehnung an EN14126

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Für Isolationsbereiche
- Zum Schutz vor Flüssigkeiten

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dehnung ca. (in %): | entfällt |
| Sterilisation: | unsteril |
| Waschbar bis: | entfällt |
| CE-Kennzeichnung: | ja |
| Zolltarifnummer: | 6217.9000 |
| Haltbarkeit: | entfällt |
| Klassifizierung: | entfällt |
| Produkt zum einmaligen Gebrauch: | ja |

KENNZEICHNUNG



Stand: 05-2020