

KATHETERKÖCHER

mit geschlossener Front



BESTELLINFORMATION

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße
98272	Katheterköcher mit geschlossener Front	14,6 x Höhe variabel* x 9,5 cm

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl

BESCHREIBUNG

- Sorgt dafür, dass die Katheter trocken, staubfrei und sauber zum Behandlungsort gelangen
- Lagerung entspricht der DIN58953-8:2010 für sterile Medizinprodukte
- Komplett schließbar mit scharnierbefestigtem Deckel
- Boden kann abgeklappt werden, somit ist eine Reinigung von oben und unten möglich
- Mit angeschweißtem Haken zur Befestigung an einer Normschiene
- Zur Unterteilung des Innenraums ist ein V-förmiger Einsatz als Zubehör optional erhältlich
- Umgelegte Kanten am Eingriff zur Prävention von Verletzungen
- *Erhältliche Höhen: 50 cm, 60 cm oder 70 cm

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- Trocken lagern

ANWENDUNGSBEREICH

- OP
- Intensivstation
- Auf Station
- Endoskopie

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbarkeit:	autoklavierbar
CE-Kennzeichnung:	nein
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	entfällt
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



Stand: 02-2020