

# KATHETERKÖCHER mit Sichtfenster



## BESTELLINFORMATION

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße
98273	Katheterkocher mit Sichtfenster	14,6 x Höhe variabel* x 9,5 cm

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
- Sichtfenster aus Acrylglas

## BESCHREIBUNG

- Sorgt dafür, dass die Katheter trocken, staubfrei und sauber zum Behandlungsort gelangen
- Lagerung entspricht der DIN58953-8:2010 für sterile Medizinprodukte
- Komplett schließbar mit scharnierbefestigtem Deckel
- Boden kann abgeklappt werden, somit ist eine Reinigung von oben und unten möglich
- Mit angeschweißtem Haken zur Befestigung an einer Normschiene
- Zur Unterteilung des Innenraums ist ein V-förmiger Einsatz als Zubehör optional erhältlich
- Umgelegte Kanten am Eingriff zur Prävention von Verletzungen
- \*Erhältliche Höhen: 50 cm, 60 cm oder 70 cm

## SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- Trocken lagern

## ANWENDUNGSBEREICH

- OP
- Intensivstation
- Auf Station
- Endoskopie

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbarkeit:	autoklavierbar*
CE-Kennzeichnung:	nein
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	entfällt
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

## KENNZEICHNUNG



\*Betrifft lediglich das Edelstahl-Gefäß. Die Reinigung der Acrylglas-Scheibe erfolgt mittels handwarmen Wasser und stark verdünnten, milden Flüssigreinigern. Keine Reinigungsmittel mit scheuernden Substanzen, keine Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln oder stark alkoholischen Desinfektionsmitteln verwenden, diese können den Köcher beschädigen.

Stand: 02-2020