

# SPINE FRAME

## flexibles Bauchlagerungssystem



### BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Belastbarkeit	VE
92059	Spine Frame	bis max. 250 kg Patientengewicht	1 Stk.

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- **Rahmen und Unterkonstruktion der Polster:**  
 Halterung und Rahmen: Acetal Plastik  
 Feder und Schrauben: Rostfreier Edelstahl
- **Brust- und Hüftpolster:**  
 Bezug: Polyurethan  
 Schaumstoff: Mehrere Schichten mit unterschiedlicher Dichte  
 Polyurethanschaum

### BESCHREIBUNG

- Für eine druckentlastende Lagerung von Thorax und Becken
- Geeignet für jede Art von Eingriff in Bauchlage
- Bestehend aus:
  - einem robusten Rahmen zur Anbringung auf dem OP-Tisch
  - vier Gurten zur Fixierung an den Normschienen
  - einer komfortablen Bruststütze
  - zwei komfortablen Beckenstützen
  - einem zusätzlichen Polster zur Erhöhung des Kopflagerungssystems
  - ein Set Comfort Covers Einwegbezüge (gleichen Scherkräfte aus, fördern die Langlebigkeit der Polster und absorbieren Flüssigkeit)
- Einfach und flexibel justierbar durch Klick-System
- Für eine Vielzahl von Patienten geeignet
- Gurte ohne Klettverschluss für eine verbesserte Infektionskontrolle

### ANWENDUNGSBEREICH

- Anästhesie
- OP (Orthopädie, Wirbelsäulen- und Unfallchirurgie)

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9404.2190
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

### KENNZEICHNUNG



 CS Medical Ltd, 75 Park Lane, Croydon, Surrey, CR9 1XS, UK

Stand: 09-2020