

IxS - INFLATABLE SUPPORT

aufblasbare Lagerungskissen, ohne Tape oder Cover, rechteckig




Abbildung zeigt Ausführung mit Tape

BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Maße	Farbe	VE
99038	IxS - Inflatable Support, rechteckig	49 x 12 x 22,1 cm	transluzent	5 Stk.
99037		53 x 14 x 25 cm		

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Kissen aus PVC (PolyVinylChloride)
- Ventil aus ABS

BESCHREIBUNG

- Für eine Vielzahl operativer Eingriffe geeignet
- Erhältlich in zwei verschiedenen Größen/Belastbarkeiten
- Größe L belastbar bis 40kg, Größe XL bis 50kg
- Als Variation mit Klebeband zur besseren Fixierung oder mit saugfähigem Moltontuch erhältlich
- Einfache Anwendung durch Druckluft (in Kombination mit der Druckluftpistole Hummingbird 99024)

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden


ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9018.9084
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNG



 Ergotrics nv, Slachthuisstraat 120 bus 8, 2300 Turnhout, Belgium

Stand: 05-2021