

HUMMINGBIRD DRUCKLUFTPISTOLE

für den sicheren Einsatz von Druckluft im OP



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Farbe	VE
99024	Hummingbird Druckluftpistole	Aluminium	1 Stk.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Aluminium
- Edelstahl

BESCHREIBUNG

- Gewährleistet den sicheren Einsatz von 4-6 bar medizinischer Druckluft im Operationsaal
- Zur Befüllung und Entlüftung der Ergotrics Produkte (IPS, IxS, IBO etc.)
- Kompatibel mit dem Druckluftanschluss im OP
- Zur Regulierung der Härte und Höhe der Kissen

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- OP

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	Wischdesinfektion
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9018.9084
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I
Produkt zum Einmaligen Gebrauch:	nein

KENNZEICHNUNG



 Ergotrics nv, Slachthuisstraat 120 bus 8, 2300 Turnhout, Belgium

Stand: 06-2021